

2015/07/07 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/6/29	2015/7/1	2015/7/2	2015/7/3
			月	水	木	金
1-09	DCS-100NX	透析液			0.0006279	
1-10	DCS-100NX				0.0006279	
1-11	DCS-100NX				0.0006279	
1-12	DCS-100NX				0.0006279	
3-01	GC-110N					0.0006279
3-02	GC-110N					0.0006279
3-03	GC-110N					0.0006279
3-04	GC-110N					0.0006279
RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0006279			
RO① タンク後	MIZ ①		<0.0006279			
RO② モジュール	MIZ ②		<0.0006279			
RO② タンク後	MIZ ②		<0.0006279			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/6/22	2015/6/24	2015/6/25	2015/6/26
		測定日	2015/6/29	2015/7/1	2015/7/2	2015/7/3
			月	水	木	金
3-12	DCG-02	透析液		0cfu/50ml		
3-13	DBB-27			0cfu/50ml		
3-14	DBB-27			0cfu/50ml		
個室	DBB-27			0cfu/50ml		
1-05	DCS-100NX				0cfu/50ml	
1-06	DCS-100NX				0cfu/50ml	
1-07	DCS-100NX				0cfu/50ml	
1-08	DCS-100NX				0cfu/50ml	
2-11	GC-300N●					0cfu/50ml
2-12	GC-300N●					0cfu/50ml
2-13	GC-300N●					0cfu/50ml
2-14	GC-300N●					0cfu/50ml
セントラル③ ETRF入口	DAB-E ③	透析用水	0cfu/50ml			
セントラル③ ETRF出口	DAB-E ③		0cfu/50ml			
セントラル④ ETRF入口	DAB-E ④		0cfu/50ml			
セントラル④ ETRF出口	DAB-E ④		0cfu/50ml			

「エンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2015/07/14 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/7/6	2015/7/8	2015/7/9
			月	水	木
1-13	DCS-100NX	透析液			0.0006279
1-14	DCS-100NX				0.0006279
1-15	DCS-100NX				0.0006279
2-05	DCS-100NX				0.0006279
5-05	DCS-27			0.0006279	
5-06	DCS-27			0.0006279	
5-07	DCS-27			0.0006279	
5-08	DCS-27			0.0006279	
RO① EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	0.0006748		
RO① EUF(手前側)	MIZ ①		0.0006748		
RO② EUF(奥側)	MIZ ②		0.0006748		
RO② EUF(手前側)	MIZ ②		0.0006748		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/6/29	2015/7/2	2015/7/3
			測定日	2015/7/6	2015/7/9
			月	木	金
1-09	DCS-100NX	透析液		0cfu/50ml	
1-10	DCS-100NX			0cfu/50ml	
1-11	DCS-100NX			0cfu/50ml	
1-12	DCS-100NX			0cfu/50ml	
3-01	GC-110N				0cfu/50ml
3-02	GC-110N				0cfu/50ml
3-03	GC-110N				0cfu/50ml
3-04	GC-110N				0cfu/50ml
RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml		
RO① タンク後	MIZ ①		0cfu/50ml		
RO② モジュール	MIZ ②		0cfu/50ml		
RO② タンク後	MIZ ②		0cfu/50ml		

「エンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2015/07/21 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/7/16	2015/7/17	
			木	金	
2-01	DCS-100NX●	透析液		0.0006748	
2-02	DCS-100NX●			0.0006748	
2-03	DCS-100NX●			0.0006748	
2-04	DCS-100NX●			0.0006748	
2-06	DCS-100NX		0.0006279		
2-07	DCS-100NX		0.0006279		
2-08	DCS-100NX		0.0006279		
2-09	DCS-100NX		0.0006279		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/7/6	2015/7/7	2015/7/9
			測定日	2015/7/13	2015/7/14
				月	火
1-13	DCS-100NX	透析液			0cfu/50ml
1-14	DCS-100NX				0cfu/50ml
1-15	DCS-100NX				0cfu/50ml
2-05	DCS-100NX				0cfu/50ml
5-05	DCS-27			0cfu/50ml	
5-06	DCS-27			0cfu/50ml	
5-07	DCS-27			0cfu/50ml	
5-08	DCS-27			0cfu/50ml	
RO① EUF-1	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml		
RO① EUF-2	MIZ ①		0cfu/50ml		
RO② EUF-1	MIZ ②		0cfu/50ml		
RO② EUF-2	MIZ ②		0cfu/50ml		

「エンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)管理基準」

・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

2015/07/28 ET・生菌報告

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所		液種	2015/7/22	2015/7/23	2015/7/24
			水	木	金
2-11	GC-300N●	透析液			0.0006748
2-12	GC-300N●				0.0006748
2-13	GC-300N●				0.0006748
2-14	GC-300N●				0.0006748
2-10	DCS-100NX			0.0006343	
3-05	DCS-100NX			0.0006343	
3-06	DCS-100NX			0.0006343	
3-07	DCS-100NX			0.0006343	
8-01	DCS-27		0.0006748		
8-02	DCS-27		0.0006748		
8-03	DCS-27		0.0006748		
8-04	DCS-27		0.0006748		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所		採取日	2015/7/6	2015/7/16	2015/7/17
		測定日	2015/7/13	2015/7/23	2015/7/24
			月	木	金
2-01	DCS-100NX●	透析液			0cfu/50ml
2-02	DCS-100NX●				0cfu/50ml
2-03	DCS-100NX●				0cfu/50ml
2-04	DCS-100NX●				0cfu/50ml
2-06	DCS-100NX			0cfu/50ml	
2-07	DCS-100NX			0cfu/50ml	
2-08	DCS-100NX			0cfu/50ml	
2-09	DCS-100NX			0cfu/50ml	

「エンドトキシン捕捉フィルタ(ETRF)管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU/mL 未満
ET 0.050 EU/mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU/mL 未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU/mL未満
ET 0.001EU/mL(測定感度)未満

新王子病院東棟 ET・生菌測定結果(7月)

エンドトキシン値(EU/ml)

測定場所		測定日	液種	2015.7.3	2015.7.10
1号室	5号機	透析液	透析液		<0.0007525
2号室	14号機				<0.0007525
3号室	12号機				<0.0007525
5号室	11号機				<0.0007525
透析液供給装置	DAB1号機	透析液	透析液	<0.0006748	
透析液供給装置	DAB2号機			<0.0006748	
水処理室	ROタンク後	RO水	RO水	<0.0006748	
水処理室	RO膜後			<0.0006748	

生菌培養(cfu/50ml)

測定場所		採取日(測定日)	液種	2015.7.3	2015.7.10
1号室	5号機	透析液	透析液		0
2号室	14号機				0
3号室	12号機				0
5号室	11号機				0
透析液供給装置	DAB1号機	透析液	透析液	0	
透析液供給装置	DAB2号機			0	
水処理室	ROタンク後	RO水	RO水	0	
水処理室	RO膜後			0	