

2017/5/2ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			液種			
本館						
東棟						

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/4/19	2017/4/20	2017/4/22
			測定日	2017/4/26	2017/4/27	2017/4/29
				水	木	土
本館	5-01	DCS-27	透析液	0cfu/50ml		
	5-02	DCS-27		0cfu/50ml		
	5-03	DCS-27		0cfu/50ml		
	5-04	DCS-27		0cfu/50ml		
	1-05	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	1-06	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	1-07	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	1-08	DCS-100NX			0cfu/50ml	
東棟	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			0cfu/50ml
	東3-06号機	DCS-100NX●				0cfu/50ml
	東3-09号機	DCG-03				0cfu/50ml
	東3-10号機	DCG-03				0cfu/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/5/9ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			液種	2017/5/1	2017/5/3	2017/5/4
				月	水	木
本館	RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	<0.0007169		
	RO② モジュール	MIZ ①		<0.0007169		
	RO① タンク後	MIZ ②		<0.0007169		
	RO② タンク後	MIZ ②		<0.0007169		
	1-09	DCS-100NX	透析液			<0.0007169
	1-10	DCS-100NX				<0.0007169
	1-11	DCS-100NX				<0.0007169
	1-12	DCS-100NX				<0.0007169
東棟	東RO モジュール	東MIZ	透析用水		<0.0005689	
	東RO タンク後	東MIZ			<0.0005689	
	東RO EUF①	東MIZ			<0.0005689	
	東RO EUF②	東MIZ			<0.0005689	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日			
			測定日			
本館						
東棟						

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/5/16ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			液種	2017/5/10	2017/5/12	
				水	金	
本館	5-05	DCS-27	透析液	<0.0007169		
	5-06	DCS-27		<0.0007169		
	5-07	DCS-27		<0.0007169		
	5-08	DCS-27		<0.0007169		
	3-01	GC-110N	透析液		<0.0007169	
	3-02	GC-110N			<0.0007169	
	3-03	GC-110N			<0.0007169	
	3-04	GC-110N			<0.0007169	
東棟						

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/5/1	2017/5/3	2017/5/4
			測定日	2017/5/8	2017/5/10	2017/5/11
				月	水	木
本館	RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml		
	RO① タンク後	MIZ ①		0cfu/50ml		
	RO② モジュール	MIZ ②		0cfu/50ml		
	RO② タンク後	MIZ ②		0cfu/50ml		
	1-09	DCS-100NX	透析液			0cfu/50ml
	1-10	DCS-100NX				0cfu/50ml
	1-11	DCS-100NX				0cfu/50ml
	1-12	DCS-100NX				0cfu/50ml
東棟	東RO モジュール	東MIZ	透析用水		0cfu/50ml	
	東RO タンク後	東MIZ			0cfu/50ml	
	東RO EUF①	東MIZ			0cfu/50ml	
	東RO EUF②	東MIZ			0cfu/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/5/23ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			液種	2017/5/15 月	2017/5/15 月	2017/5/18 木
本館	1-13	DCS-100NX	透析液			<0.0004482
	1-14	DCS-100NX				<0.0004482
	1-15	DCS-100NX				<0.0004482
	2-01	DCS-100NX				<0.0004482
	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①		<0.0007169		
	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①		<0.0007169		
	セントラル② ETRF入口	DAB-E ②		<0.0007169		
	セントラル② ETRF出口	DAB-E ②		<0.0007169		
東棟	東2-06号機	DCS-100NX	透析液		<0.0005689	
	東2-07号機	DCS-100NX			<0.0005689	
	東2-08号機	DCS-100NX			<0.0005689	
	東3-01号機	DCS-100NX			<0.0005689	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/5/10	2017/5/12	
			測定日	2017/5/17	2017/5/19	
				水	金	
本館	3-01	GC-110N	透析液		0cfu/50ml	
	3-02	GC-110N			0cfu/50ml	
	3-03	GC-110N			0cfu/50ml	
	3-04	GC-110N			0cfu/50ml	
	5-05	DCS-27		0cfu/50ml		
	5-06	DCS-27		0cfu/50ml		
	5-07	DCS-27		0cfu/50ml		
	5-08	DCS-27		0cfu/50ml		
東棟						

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満

2017/5/30ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			液種	2017/5/26		
				金		
本館	3-05	GC-300N●	透析液	<0.0004482		
	3-06	GC-300N●		<0.0004482		
	3-07	GC-300N●		<0.0004482		
	3-08	GC-300N●		<0.0004482		
東棟			透析液			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2017/5/15	2017/5/18	
			測定日	2017/5/22	2017/5/25	
				月	木	
本館	1-13	DCS-100NX	透析液		0cfu/50ml	
	1-14	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	1-15	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	2-01	DCS-100NX			0cfu/50ml	
	RO① モジュール	MIZ ①	透析用水	0cfu/50ml		
	RO① タンク後	MIZ ①		0cfu/50ml		
	RO② モジュール	MIZ ②		0cfu/50ml		
	RO② タンク後	MIZ ②		0cfu/50ml		
東棟	東2-06号機	DCS-100NX	透析液	0cfu/50ml		
	東2-07号機	DCS-100NX		0cfu/50ml		
	東2-08号機	DCS-100NX		0cfu/50ml		
	東3-01号機	DCS-100NX		0cfu/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満

・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10-6CFU／mL未満
ET 0.002EU／mL(測定感度)未満