

2019/2/5/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/1/28	2019/1/31	2019/2/1	2019/2/2
			液種	月	木	金	土
本館	RO①EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO①EUF(手前側)	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO②EUF(奥側)	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	RO②EUF(手前側)	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	7-01	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	7-02	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	7-03	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	7-04	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	3-05	GC-300N●	透析液			<0.001	
	3-06	GC-300N●	透析液			<0.001	
	3-07	GC-300N●	透析液			<0.001	
	3-08	GC-300N●	透析液			<0.001	
東棟	東2-01号機	DBB-27	透析液				<0.001
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液				<0.001
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液				<0.001
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液				<0.001
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			<0.001	
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液			<0.001	
	東3-09号機	DCG-03	透析液			<0.001	
	東3-10号機	DCG-03	透析液			<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/1/28			
			測定日	2019/2/4			
			液種	月			
本館	RO② モジュール出口 再検	MIZ ①	透析用水	0/50ml			

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/2/12/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/2/4	2019/2/6	2019/2/9	
			液種	月	水	土	
本館	予備	DCS-27	透析液		<0.001		
	4-12個室	DBB-27	透析液		<0.001		
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水			<0.001	
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液	<0.001			
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	<0.001			
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	<0.001			
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	<0.001			

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/1/28	2019/1/31	2019/2/1	2019/2/2
			測定日	2019/2/4	2019/2/7	2019/2/8	2019/2/9
			液種	月	木	金	土
本館	RO①EUF-1	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①EUF-2	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-1	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-2	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	7-01	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	7-02	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	7-03	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	7-04	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	3-05	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-06	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-07	GC-300N●	透析液			0/50ml	
	3-08	GC-300N●	透析液			0/50ml	
東棟	東2-01号機	DBB-27	透析液				0/50ml
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液				0/50ml
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液				0/50ml
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液				0/50ml
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液			0/50ml	
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液			0/50ml	
	東3-09号機	DCG-03	透析液			0/50ml	
	東3-10号機	DCG-03	透析液			0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/2/19/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/2/14	2019/2/15	
			液種	木	金	
本館	7-05	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-06	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-07	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	7-08	DCS-100NX	透析液	<0.001		
	3-09	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-10	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-11	GC-300N●	透析液		<0.001	
	3-12	GC-300N●	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/2/4	2019/2/6	2019/2/9
			測定日	2019/2/11	2019/2/13	2019/2/16
			液種	月	水	土
本館	予備	DCS-27	透析液		0/50ml	
	4-12個室	DBB-27	透析液		0/50ml	
	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水			1/50ml
東棟	東1-01号機	DBB-27	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	1/50ml		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液	0/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/2/26/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/2/18		
			液種	月		
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/2/14	2019/2/15	
			測定日	2019/2/21	2019/2/22	
			液種	木	金	
本館	7-05	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-06	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-07	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	7-08	DCS-100NX	透析液	0/50ml		
	3-09	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-10	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-11	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	3-12	GC-300N●	透析液		0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満