

2019/8/6/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/7/29	2019/8/1	2019/8/2	2019/8/3
			液種	月	木	金	土
本館	RO①EUF(奥側)	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO①EUF(手前側)	MIZ ①	透析用水	<0.001			
	RO②EUF(奥側)	MIZ ②	透析用水	<0.001			
	RO②EUF(手前側)	MIZ ②	透析用水	<0.001			
東棟	東3-01号機	DCS-100NX	透析液		<0.001		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液		<0.001		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液		<0.001		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液		<0.001		
	東3-02号機	DCS-100NX	透析液			<0.001	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			<0.001	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			<0.001	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			<0.001	
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液				<0.001
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液				<0.001
	東3-09号機	DCG-03	透析液				<0.001
	東3-10号機	DCG-03	透析液				<0.001

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/7/22	2019/7/24	2019/7/26	
			測定日	2019/7/29	2019/7/31	2019/8/2	
			液種	月	水	金	
本館	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②タンク後	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	6-05	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-06	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-07	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	6-08	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	4-01	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-02	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-03	DCG-03●	透析液			0/50ml	
	4-04	DCG-03●	透析液			0/50ml	

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/8/13/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/8/8	2019/8/9		
			液種	木	金		
本館	4-05	DCS-100NX●	透析液		<0.001		
	4-06	DCS-100NX●	透析液		<0.001		
	4-07	GC-300N●	透析液		<0.001		
	4-08	GC-300N●	透析液		<0.001		

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/7/29	2019/8/1	2019/8/2	2019/8/3
			測定日	2019/8/5	2019/8/8	2019/8/9	2019/8/10
			液種	月	木	金	土
本館	RO②モジュール	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①EUF-1	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO①EUF-2	MIZ ①	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-1	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
	RO②EUF-2	MIZ ②	透析用水	0/50ml			
東棟	東3-01号機	DCS-100NX	透析液		0/50ml		
	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液		1/50ml		
	東セントラル①ETRF出口1	東DAB-E ①	透析液		0/50ml		
	東セントラル①ETRF出口2	東DAB-E ①	透析液		0/50ml		
	東3-02号機	DCS-100NX	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF入口	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口3	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東セントラル②ETRF出口4	東DAB-NX ②	透析液			0/50ml	
	東3-05号機	DCS-100NX●	透析液				0/50ml
	東3-06号機	DCS-100NX●	透析液				0/50ml
	東3-09号機	DCG-03	透析液				0/50ml
	東3-10号機	DCG-03	透析液				0/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/8/20/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/8/12	2019/8/14	2019/8/16
			液種	月	水	金
本館	9-09	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-10	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-11	DCS-27	透析液		<0.001	
	9-12	DCS-27	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/8/8	2019/8/9	
			測定日	2019/8/15	2019/8/16	
			液種	木	金	
本館	4-05	DCS-100NX●	透析液		0/50ml	
	4-06	DCS-100NX●	透析液		0/50ml	
	4-07	GC-300N●	透析液		0/50ml	
	4-08	GC-300N●	透析液		0/50ml	
東棟	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液	2/50ml		

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数10⁻⁶CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満

2019/8/27/ET・生菌報告（本館・東棟）

エンドトキシン値 (EU/ml)

測定場所			採取日	2019/8/19	2019/8/21	2019/8/23
			液種	月	水	金
本館	セントラル①ETRF入口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル①ETRF出口	DAB-NX ①	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF入口	DAB-E ②	透析液	<0.001		
	セントラル②ETRF出口	DAB-E ②	透析液	<0.001		
	4-09	GC-300N●	透析液			<0.001
	4-10	GC-300N●	透析液			<0.001
	4-11	GC-300N●	透析液			<0.001
東棟	東4-10号機	GC-X01	透析液		<0.001	

生菌培養 (cfu/50ml)

測定場所			採取日	2019/8/12	2019/8/14	2019/8/16
			測定日	2019/8/19	2019/8/21	2019/8/23
			液種	月	水	金
本館	9-09	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-10	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-11	DCS-27	透析液		0/50ml	
	9-12	DCS-27	透析液		0/50ml	
東棟	東セントラル①ETRF入口	東DAB-E ①	透析液			1/50ml

「エンドトキシン・生菌・管理基準」

- ・透析用水細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・標準透析液細菌100 CFU／mL 未満
ET 0.050 EU／mL 未満
- ・超純粋透析液細菌0.1 CFU／mL 未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満
- ・オンライン補充液無菌かつ無発熱物質(ET)
細菌数 10^{-6} CFU／mL未満
ET 0.001EU／mL(測定感度)未満