

## 2020年02月ET測定結果

採取日	測定部位	2020/2/1	2020/2/3	2020/2/12	2020/2/14	2020/2/17	2020/2/24	2020/2/26	2020/2/28
測定場所	曜日	土	月	水	金	月	月	水	金
EU/mL	担当(本館)		森川	渡辺	尾ノ上	光山	光山	石井	森川
	担当(東館)	武田	本田						
1	8-01	DCS-100NX			<0.001				
2	8-02	DCS-100NX			<0.001				
3	8-03	DCS-100NX			<0.001				
4	8-04	DCS-100NX			<0.001				
5	8-05	DCS-100NX				<0.001			
6	8-06	DCS-100NX				<0.001			
7	8-07	DCS-100NX				<0.001			
8	8-08	DCS-100NX				<0.001			
9	8-09	DCS-100NX						<0.001	
10	8-10	GC-X01						<0.001	
11	8-11	GC-X01						<0.001	
12	8-12	GC-X01						<0.001	
13	8-13	GC-X01							<0.001
14	8-14	GC-X01							<0.001
15	8-15	GC-X01							<0.001
16	8-16	GC-X01							<0.001
17	病棟①	DBB-27					<0.001		
18	病棟②	DBB-27					<0.001		
19	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③	<0.001						
20	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③	<0.001						
21	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④	<0.001						
22	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④	<0.001						
23	RO② モジュール	MIZ ①				<0.001	<0.001		
24	RO② タンク後	MIZ ②				<0.001	<0.001		
25	病棟RO①出口 ETRF前	WRO300-1				<0.001			
26	病棟RO②出口 ETRF前	WRO300-2				<0.001			
27	東1-09号機	GC-X01	<0.001						
28	東1-10号機	GC-X01	<0.001						
29	東2-01号機	DBB-27	<0.001						
30	東2-02号機	DCS-100NX	<0.001						
31	東4-07号機	DCS-100NX	<0.001						
32	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②	<0.001						
33	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②	<0.001						
34	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②	<0.001						
	合計	36	4	8	4	4	4	4	4

## 2020年02月生菌測定結果

採取日	装置	2020/2/1	2020/2/3	2020/2/12	2020/2/14	2020/2/17	2020/2/24	2020/2/26	2020/2/28
計測日	2020/3/14	2020/2/8	2020/2/10	2020/2/19	2020/2/21	2020/2/24	2020/3/2	2020/3/4	2020/3/6
培養温度	25~30℃	土	月	水	金	月	月	水	金
測定場所	担当(本館)		森川	渡辺	尾ノ上	光山	光山	石井	森川
	担当(東棟)	武田	本田						
1	8-01	DCS-100NX			0/50ml				
2	8-02	DCS-100NX			0/50ml				
3	8-03	DCS-100NX			0/50ml				
4	8-04	DCS-100NX			0/50ml				
5	8-05	DCS-100NX				0/50ml			
6	8-06	DCS-100NX				0/50ml			
7	8-07	DCS-100NX				0/50ml			
8	8-08	DCS-100NX				0/50ml			
9	8-09	DCS-100NX						0/50ml	
10	8-10	GC-X01						0/50ml	
11	8-11	GC-X01						0/50ml	
12	8-12	GC-X01						0/50ml	
13	8-13	GC-X01							0/50ml
14	8-14	GC-X01							0/50ml
15	8-15	GC-X01							0/50ml
16	8-16	GC-X01							0/50ml
17	病棟①	DBB-27					0/50ml		
18	病棟②	DBB-27					0/50ml		
19	セントラル③ ETRF入口	DAB-NX ③		0/50ml					
20	セントラル③ ETRF出口	DAB-NX ③		0/50ml					
21	セントラル④ ETRF入口	DAB-NX ④		0/50ml					
22	セントラル④ ETRF出口	DAB-NX ④		0/50ml					
23	RO① モジュール	MIZ ①				0/50ml			
24	RO② モジュール	MIZ ①				10/50ml	0/50ml		
25	RO① タンク後	MIZ ②				0/50ml			
26	RO② タンク後	MIZ ②				0/50ml	0/50ml		
27	東1-09号機	GC-X01		0/50ml					
28	東1-10号機	GC-X01		0/50ml					
29	東2-01号機	DBB-27		0/50ml					
30	東2-02号機	DCS-100NX		0/50ml					
31	東4-07号機	DCS-100NX	0/50ml						
32	東セントラル② ETRF入口	東DAB-NX ②	0/50ml						
33	東セントラル② ETRF出口3	東DAB-NX ②	0/50ml						
34	東セントラル② ETRF出口4	東DAB-NX ②	0/50ml						
	合計	36	4	8	4	4	4	4	4