

2020年07月ET測定結果

採取日	測定部位	2020/7/1	2020/7/2	2020/7/3	2020/7/4	2020/7/6	2020/7/8	2020/7/13	2020/7/20
測定場所	曜日	水	木	金	土	月	水	月	月
EU/mL	担当(本館)	石井		中山		吉岩	中山		豊田
	担当(東館)		都	都	都			武田	
1	1-01	DCS-100NX							
2	1-02	DCS-100NX							
3	1-03	DCS-100NX							
4	1-04	DCS-100NX							
5	1-05	DCS-100NX							
6	1-06	DCS-100NX							
7	1-07	DCS-100NX							
8	1-08	DCS-100NX							
9	5-01	DCS-100NX	<0.001						
10	5-02	DCS-100NX	<0.001						
11	5-03	DCS-100NX	<0.001						
12	5-04	DCS-100NX	<0.001						
13	5-05	DCS-100NX		<0.001					
14	5-06	DCS-100NX		<0.001					
15	5-07	DCS-100NX●		<0.001					
16	5-08	DCS-100NX●		<0.001					
17	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①							<0.001
18	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①							<0.001
19	セントラル② ETRF入口	DAB-NX ②							<0.001
20	セントラル② ETRF出口	DAB-NX ②							<0.001
21	RO① モジュール	MIZ ①				<0.001			
22	RO② モジュール	MIZ ①				<0.001			
23	RO① タンク後	MIZ ②				<0.001			
24	RO② タンク後	MIZ ②				<0.001			
25	RO① EUF(奥側)	MIZ ①					<0.001		
26	RO① EUF(手前側)	MIZ ①					<0.001		
27	RO② EUF(奥側)	MIZ ②					<0.001		
28	RO② EUF(手前側)	MIZ ②					<0.001		
29	東1-01号機	DBB-27	<0.001						
30	東1-02号機	GC-X01	<0.001						
31	東1-03号機	GC-X01	<0.001						
32	東1-04号機	GC-X01	<0.001						
33	東1-05号機	GC-X01		<0.001					
34	東1-06号機	GC-X01		<0.001					
35	東1-07号機	GC-X01		<0.001					
36	東1-08号機	GC-X01		<0.001					
37	東4-06号機	DCS-100NX			<0.001				
38	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			<0.001				
39	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			<0.001				
40	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			<0.001				
41	東RO モジュール	東MIZ						<0.001	
42	東RO タンク後	東MIZ						<0.001	
43	東RO EUF①	東MIZ						<0.001	
44	東RO EUF②	東MIZ						<0.001	
	合計	44	4	4	8	4	4	4	4

2020年07月生菌測定結果

採取日	装置	2020/7/1	2020/7/2	2020/7/3	2020/7/4	2020/7/6	2020/7/8	2020/7/13	2020/7/20
計測日	2020/8/1	2020/7/8	2020/7/9	2020/7/10	2020/7/11	2020/7/13	2020/7/15	2020/7/20	2020/7/27
培養温度	25~30℃	水	木	金	土	月	水	月	月
測定場所	担当(本館)	石井		中山		吉岩	中山		豊田
	担当(東棟)		都	都	都			武田	
1	1-01	DCS-100NX							
2	1-02	DCS-100NX							
3	1-03	DCS-100NX							
4	1-04	DCS-100NX							
5	1-05	DCS-100NX							
6	1-06	DCS-100NX							
7	1-07	DCS-100NX							
8	1-08	DCS-100NX							
9	5-01	DCS-100NX	0/50ml						
10	5-02	DCS-100NX	0/50ml						
11	5-03	DCS-100NX	0/50ml						
12	5-04	DCS-100NX	0/50ml						
13	セントラル① ETRF入口	DAB-NX ①							0/50ml
14	セントラル① ETRF出口	DAB-NX ①							0/50ml
15	セントラル② ETRF入口	DAB-E ②							0/50ml
16	セントラル② ETRF出口	DAB-E ②							0/50ml
17	RO① モジュール	MIZ ①				0/50ml			
18	RO② モジュール	MIZ ①				0/50ml			
19	RO① タンク後	MIZ ②				0/50ml			
20	RO② タンク後	MIZ ②				0/50ml			
21	RO① EUF(奥側)	MIZ ①					0/50ml		
22	RO① EUF(手前側)	MIZ ①					0/50ml		
23	RO② EUF(奥側)	MIZ ②					0/50ml		
24	RO② EUF(手前側)	MIZ ②					0/50ml		
25	東1-01号機	DBB-27	0/50ml						
26	東1-02号機	GC-X01	0/50ml						
27	東1-03号機	GC-X01	0/50ml						
28	東1-04号機	GC-X01	0/50ml						
29	東1-05号機	GC-X01		0/50ml					
30	東1-06号機	GC-X01		0/50ml					
31	東1-07号機	GC-X01		0/50ml					
32	東1-08号機	GC-X01		0/50ml					
33	東4-06号機	DCS-100NX			0/50ml				
34	東セントラル① ETRF入口	東DAB-E ①			0/50ml				
35	東セントラル① ETRF出口1	東DAB-E ①			0/50ml				
36	東セントラル① ETRF出口2	東DAB-E ①			0/50ml				
37	東RO モジュール	東MIZ					0/50ml		
38	東RO タンク後	東MIZ					0/50ml		
39	東RO EUF①	東MIZ					0/50ml		
40	東RO EUF②	東MIZ					0/50ml		
	合計	40	4	4	4	4	4	4	4